

AGU[®] ADVANCED
GROWING
UP



Balloon

INHALÁTOR KOMPRESOROVÝ AGU N3



CZ NÁVOD K POUŽITÍ

agu-baby.com

OBSAH

1	Úvod.....	3
2	Seznam symbolů.....	3
3	Oblast použití.....	4
4	Informace před použitím.....	4
5	Obsah balení, doba použitelnosti.....	6
6	Příprava k použití.....	8
7	Principy a postupy provozu.....	9
8	Hlavní adaptér.....	10
9	Údržba.....	10
10	Výměna filtru.....	12
11	Možné závady a způsob jejich eliminace.....	12
12	Základní vlastnosti výrobku.....	13
13	Technické detaily.....	15
14	Záruka.....	20

1 ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili Kompresorový inhalátor **AGU N3**. Správné použití a péče o váš inhalátor vám zajistí účinnou a spolehlivou léčbu po mnoho let.

2 SEZNAM SYMBOLŮ

Symbol Význam



Tento produkt je v souladu se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.



Tento produkt je v souladu s TR UK 020/2011 «Elektromagnetická kompatibilita technického zařízení».



WEEE (směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních). Symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento produkt nespadá do kategorie domácího odpadu. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí a lidského zdraví, oddělte tyto odpady od ostatních a zlikvidujte je v souladu s uznávanými normami.



Zařízení typu BF.

IP21

Stupeň ochrany proti vniknutí.

Počáteční číslice (ochrana proti vniknutí pevných cizích předmětů): 2 – ochrana proti vniknutí pevných předmětů o velikosti větší než 12 mm; prstů nebo jiných předmětů s maximální délkou 80 mm nebo pevných předmětů.

Druhá číslice (ochrana proti svisle padajícím vodním kapkám): 1 – Svisle padající vodní kapky by neměly narušit provoz zařízení.



Třída zařízení II (třída ochrany před elektrickým proudem).



Varování.



Chraňte před přímým slunečním světlem.



Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku a pochopte ji.



Evropský zplnomocněný zástupce.



Výrobce.

3 OBLAST POUŽITÍ

Kompresorový inhalátor **AGU N3** je lékařské zařízení. Používejte zařízení pouze pod vedením lékaře a/nebo pulmonologa. Tento výrobek poskytuje pohodlné, rychlé a bezpečné ošetření a je vhodný pro všechny věkové kategorie. Přečtěte si pozorně tuto příručku, abyste se seznámili s funkcemi inhalátoru.

POZNÁMKA

Inhalátor je určen pro inhalační terapii astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a dalších onemocnění dýchacích cest. Před použitím tohoto zařízení pro inhalační terapii se poraďte se svým lékařem. Postupujte podle pokynů lékaře ohledně dávky a rozvrhu inhalačního podání léčiva. Toto zařízení odpovídá směrnici 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a BS EN 13544-1: 2007 + A1: 2009 Dýchací zařízení – Část 1: Nebulizační systémy a jejich součásti.



Před použitím inhalátoru si prosím pozorně přečtěte tuto příručku.

POZNÁMKA

Při používání inhalátoru dodržujte bezpečnostní opatření. Zařízení musí být používáno pouze k určenému účelu a s předepsanými léky; podle této příručky a podle pokynů lékaře. Toto zařízení není určeno k umělé plicní ventilaci a inhalační anestezii.

4 INFORMACE PŘED POUŽITÍM

- Chraňte zařízení před vniknutím vody, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- Neponořujte zařízení do kapaliny.
- Nepoužívejte při koupání.
- Nedotýkejte se zařízení, které spadlo do vody. Pokud se tak stalo, okamžitě odpojte napájení.
- Nepoužívejte zařízení po pádu do vody nebo po pádu na zem, má-li poškozené součásti (včetně napájecího kabelu a zástrčky). Chcete-li odstranit poruchy, obraťte se na své servisní středisko.
- Nepoužívejte zařízení, na kterém je zjištěna závada, dokud nebude opraveno.
- Nepoužívejte zařízení v místech s hořlavými plyny, kyslíkem nebo aerosolovými produkty.
- Nepoužívejte zařízení s prázdnou nádobkou na léky.
- Nezakrývejte vzduchové otvory. Neumísťujte zařízení na měkký povrch, protože by mohly být blokovány vzduchové otvory.
- Před čištěním, plněním a po každém použití zařízení odpojte ze sítě.

- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.
- Během provozu nevypínejte ani netřeste zařízením.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Nedotýkejte se vypínače mokřýma rukama.
- Zařízení nerezobírejte ani se jej nepokoušejte sami opravovat.
- Nepoužívejte toto zařízení k umělé plicní ventilaci a inhalační anezezii.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s fyzickými, neurologickými nebo mentálními poruchami nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, s výjimkou případů, kdy jsou tyto osoby pod dohledem nebo jsou poučeny o používání zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nezbytné dohlížet na děti, aby se zabránilo nesprávnému používání zařízení, jeho příslušenství a výrobního balení.
- Vyvarujte se kontaktu léčiv, par nebo aerosolu s očima.
- Maximální kapacita lékovky je 6 ml. Nepřekračujte tuto hodnotu.
- Nepoužívejte inhalátor při řízení.
- Odpojte zařízení, jakmile se budete cítit nepohodlně nebo se během inhalace zhorší váš celkový stav.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je vzduchová hadice zakřivená.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO SKLADOVÁNÍ

- Chraňte před přímým slunečním světlem, vysokými teplotami a vlhkostí.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ČIŠTĚNÍ

- Před každým použitím zkontrolujte vzduchový filtr, náustek, inhalátor a další pomocné komponenty. Znečištěné nebo opotřeбенé komponenty musí být vyměněny.
- Neponořujte zařízení do kapaliny, aby nedošlo k jeho poškození.
- Před čištěním zařízení odpojte.
- Po každém použití očistěte veškeré potřebné příslušenství podle pokynů v této příručce.
- Po každém použití vyčistěte zbytky léčiv. Před inhalací vždy zkontrolujte datum expirace léků.
- Neskladujte vlhkou vzduchovou hadici ani vzduchovou hadici se zbytky léčiva. To může způsobit bakteriální infekce.

ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ

Tato příručka by neměla nahrazovat konzultace s lékařským specialistou. Údaje obsažené v tomto dokumentu nebo zjištěné prostřednictvím tohoto zařízení by neměly být použity k autodiagnostice a léčbě nebo jako základ pro výběr léku. Při podezření na jakékoli onemocnění vyžadující inhalaci léku se poraďte s lékařem.

5 OBSAH BALENÍ, DOBA POUŽITELNOSTI

Kompletní sada obsahuje následující komponenty. Pokud jste zjistili, že některé součásti chybí, kontaktujte prosím okamžitě prodejce.

Inhalátor se skládá z těchto částí:

- Kompresor (hlavní jednotka) – 1 ks.
- Síťový adaptér – 1 ks.
- Napájecí kabel – 1 ks.

Pravidelně vyměňované díly a komponenty*:


- Dětská maska – 1 ks.
- Masky pro dospělé – 1 ks.
- Inhalátor – 1 ks.
- Přepážka – 1 ks.
- Kryt inhalátoru – 1 ks.
- Náustek – 1 ks.
- Nosní díl – 1 ks.
- Vzduchová hadice – 1 ks.
- Vyměnitelné vzduchové filtry – 5 ks.
- Síťový adaptér – 1 ks.
- Hubice – 1 ks.

*Interval výměny součástí je určen jejich životností, která je uvedena v části níže.

Životnost součástí se může lišit v závislosti na intenzitě použití. Při použití zařízení pro stříkání 2 ml fyziologického roztoku dvakrát denně po dobu 10 minut při pokojové teplotě (23 °C) je životnost složek následující:

- | | |
|--|---------|
| • hlavní jednotka | 3 roky |
| • inhalátor, přepážka, kryt inhalátoru, hubice | 1 rok |
| • vzduchová hadice, náustek, nosní díl | 1 rok |
| • vzduchový filtr | 30 dní* |
| • maska pro děti/dospělé | 1 rok |
| • síťový adaptér | 1 rok |

*Poznámka: Životnost vzduchového filtru může být výrazně snížena při používání zařízení v prostředí se zvýšenou koncentrací prachu.




6 PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Před prvním použitím nebo po dlouhodobém nepoužívání inhalátoru musí být zařízení připraveno k použití podle pokynů uvedených v části příručky nazvané «Údržba».

! POZOR

Před čištěním, montáží a po každém použití zařízení se ujistěte, že je vypnuté a odpojené.



- 1 Umístěte kompresor na rovný a stabilní povrch.
- 2 Opatrně otevřete kryt inhalátoru a rozdělte jej na dvě části (lékovku a kryt).
- 3 Ujistěte se, že je přepážka správně vložena do lékovky. Vřeteno uvnitř lékovky musí být zasunuto do drážky přepážky.
- 4 Jemně otočte lékovku s víkem a sestavte inhalátor. Ujistěte se, že jsou obě části pevně spojeny.



7

PRINCIPY A POSTUPY PROVOZU

Kompresorový inhalátor může být v provozu v úhlu sklonu rozprašovače až 45° proti svislé linii. Pokud úhel sklonu přesáhne 45° , nebude generován aerosol.



- 1 Přidejte inhalační roztok do lékovky. Kapacita lékovky je 6 ml.
- 2 Připojte konec vzduchové hadice ke konektoru vzduchové hadice.
- 3 Připojte druhý konec vzduchové hadice do otvoru kompresoru.
- 4 Připojte náustek nebo nosní díl do horní části inhalátoru.


⚠ PŮZOR

Pokud je vyžadováno několik inhalačních sezení, doporučuje se po každém sezení provést 30minutovou přestávku.

Po každém použití:

- vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel;
- nechte zařízení vychladnout;
- jemně odpojte vzduchovou hadici od inhalátoru a vyprázdněte zbytky léku;
- vyčistěte zařízení podle pokynů v této příručce.

8 ADAPTÉR PRO SÍŤ




9 ÚDRŽBA VÝROBKU

PROPLACHOVÁNÍ

Propláchněte zařízení po každém použití nebo před prvním použitím.

- 1 Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a odpojené.
- 2 Odpojte vzduchovou hadici od základny inhalátoru.
- 3 Opatrně otočte a zatlačením kryt inhalátoru otevřete.
- 4 Opláchněte části inhalátoru pod tekoucí horkou vodou.

- 5 Otřete jednotlivé části čistým ručníkem nebo je nechte zcela uschnout na vzduchu.
- 6 Sestavte inhalátor.



POZOR

Během prvního čištění a po dlouhodobém skladování zařízení důkladně očistěte všechny části a kusy/uzávěry inhalátoru, včetně vzduchové hadice.

ČIŠTĚNÍ KOMPRESORU

Špinavý kompresor otřete měkkým hadříkem.



POZOR

Znečištěný kompresor otřete měkkým hadříkem. Jakýkoli jiný způsob čištění nebo použití saponátu může ovlivnit vzhled a výkon zařízení.

10 VÝMĚNA FILTRU

Vzduchový filtr musí být vyměněn, jakmile se jeho barva změní na šedou.



1 Opatrně zatáhněte kryt vzduchového filtru a odstraňte ho.

2 Vyjměte špinavý filtr.


3 Vložte nový čistý filtr.

4 Pečlivě zavřete kryt filtru.



POZOR

Nečistěte vzduchové filtry. Lze použít pouze vzduchové filtry **AGU N3**. Nepoužívejte alternativní filtrační materiály, jako je bavlněná tkanina. Nepoužívejte zařízení bez vzduchového filtru.



11 MOŽNÉ ZÁVADY A ZPŮSOB JEJICH ELIMINACE

Upozorňujeme, že některé problémy lze vyřešit bez účasti odborníka.

Problém	Řešení
Zařízení nefunguje, protože není zapojeno do sítě.	Ujistěte se, že adaptér je připojen do sítě.

Zkontrolujte, zda přepážka uvnitř inhalátoru není poškozena.	Zkontrolujte léky v lékovce.
	Zkontrolujte polohu přepážky uvnitř inhalátoru poškozen.
	Zkontrolujte polohu přepážky uvnitř inhalátoru.
	Ujistěte se, že vzduchová hadice a další pomocné příslušenství jsou správně připojeny.
	Zkontrolujte vzduchový filtr a v případě potřeby jej vyměňte.

Třída ochrany před elektrickým proudem:



Třída zařízení II.

Zařízení typu BF:



Náustek a maska.

Stupeň ochrany proti vniknutí:

IP21

Stupeň bezpečnosti v případě hořlavých látek nebo kyslíku:

Není AP/APG (nepoužívejte s hořlavými čidly nebo kyslíkem).

12 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ	Kompresorový inhalátor
Model	AGU N3
Síťový adaptér	DC 5 V, 2 A
Napětí	AC 100–240 V, 50–60 Hz
Příkon, W	≤ 5
Hladina zvuku (1 m od AGU N3), dBA	≤ 45
Průtok vzduchu, L/min	≥ 2,5
Provozní teplota	od +10 °C do +40 °C
Vlhkost vzduchu	≤ 90 % RH

Provozní tlak atmosféry, hPa	700–1060
Podmínky skladování	od 10 °C do +60 °C, permitted RH ≤ 90 %
Rozměr (d × š × v), mm	98 × 57 × 50
Váha (bez doplňků), g	170
Kapacita lékovky, ml	6
Velikost částic (MMAD), um	≤ 2,9
Průměrná míra inhalace, ml/min	≥ 0,3 (0,9 % NaCl)
Obsah balení	Inhalátor, vzduchová hadice, náustek, nosní díl, vzduchové filtry (5 ks), dětská maska, maska pro dospělé, síťový adaptér, hubice, taška.
Životnost	Hlavní jednotka – 3 roky; inhalátor, tlumič, kryt inhalátoru, tryska – 1 rok; vzduchová hadice, náustek, nosní díl – 1 rok; vzduchový filtr – 30 dní*; maska pro dospělé/děti – 1 rok; síťový adaptér – 1 rok.

***Poznámka:** Životnost vzduchového filtru může být výrazně snížena při používání zařízení v prostředí se zvýšenou koncentrací prachu.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny v konstrukci a kompletní sadě zařízení.


V závislosti na léčivu (vodný roztok, suspenze nebo viskózní látka) se může dávka aerosolu lišit.

13 TECHNICKÉ DETAILY

Měření velikosti částic pomocí kaskádového nárazového tělesa pro **AGU N3** podle BS EN 13544-2009 «Dýchací zařízení – Část 1: Nebulizační systémy a jejich součásti», příloha CC.3, je následující.

Velikost inhalovaných částic	Velikost inhalovaných částic MMAD $\leq 2,9 \mu\text{m}$ (MMAD – hmotnostní střední aerodynamický průměr)
Kapacita lékovky	Max. 6 ml

Distribuce částic



ELEKTROMAGNETICKÉ EMISE: POKYNY A PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

Kompresorový inhalátor **AGU N3** je určen pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí.

Zákazník nebo uživatel **AGU N3** by se měl ujistit, že zařízení používá v takovém prostředí.

Test emisí	Shoda	Elektromagnetické prostředí – pokyny
RF emise CISPR 11	Skupina 1	Kompresorový inhalátor AGU N3 využívá vysokofrekvenční energii pouze pro svou vnitřní funkci. Proto jsou jeho vysokofrekvenční emise velmi nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly rušení v blízkém elektronickém zařízení.
RF emise CISPR 11	Třída B	Kompresorový inhalátor AGU N3 není vhodný pro použití ve všech domácích zařízeních a může být použit v zařízeních přímo připojených k veřejné síti nízkého napětí, která zásobuje budovy používané pro domácí účely.
Harmonické emise IEC 61000-3-2	Třída A	
Kolísání napětí/blikání emisí IEC 61000-3-3	Vyhovuje	

Test odolnosti	IEC 60601 Zkušební úroveň	Úroveň shody	Elektromagnetické prostředí – pokyny
Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV kontakt ±8 kV vzduch	±6 kV kontakt ±8 kV vzduch	Podlahy by měly být dřevěné, betonové nebo keramické dlaždice. Pokud jsou podlahy pokryty syntetickým materiálem, měla by být relativní vlhkost nejméně 30 %.
Elektrický přechodný/výboj IEC 61000-4-4	± 2 kV pro napájecí vedení ± 1 kV pro vstupní/výstupní vedení	± 2 kV pro napájecí vedení Nepoužívá se	Kvalita napájení ze sítě by měla odpovídat normám veřejných sítí dodávek energie.
Nárůst IEC 61000-4-5	Vedení ± 1 kV do vedení Vedení ± 2 kV do země	Vedení ± 1 kV do vedení Nepoužívá se	Kvalita napájení ze sítě by měla odpovídat normám veřejných sítí dodávek energie.

<p>Poklesy napětí, krátká přerušení a kolísání napětí na napájecím zdroji IEC 61000-4-11</p>	<p>< 5 % UT (> 95 % pokles v UT) pro 0,5 cyklu 40 % UT (60 % pokles v UT) pro 5 cyklu 70 % UT (30 % pokles v UT) pro 25 cyklu < 5 % UT (> 95 % pokles v UT) pro 5 s</p>	<p>< 5 % UT (> 95 % pokles v UT) pro 0,5 cyklu 40 % UT (60 % pokles v UT) pro 5 cyklu 70 % UT (30 % pokles v UT) pro 25 cyklu < 5 % UT (> 95 % pokles v UT) pro 5 s</p>	<p>Kvalita napájení ze sítě by měla odpovídat normám veřejných sítí dodávek energie. Pokud uživatel zařízení vyžaduje nepřetržitý provoz během přerušení napájení, doporučuje se, aby byl AGU N3 napájen nepřerušitelným zdrojem energie nebo baterií.</p>
<p>Výkonová magnetická pole (50/60 Hz) IEC 61000-4-8</p>	<p>3 A/m</p>	<p>3 A/m</p>	<p>Výkonová frekvenční magnetická pole AGU N3 by měla být na úrovních charakteristických pro typické systémy pro veřejné použití.</p>

POZNÁMKA: UT – je střídavé síťové napětí před aplikací zkušební úrovně.

Test odolnosti	IEC 60601 Zkušební úroveň	Úroveň shody	Elektromagnetické prostředí – pokyny
Provedeno RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 KHz – 80 MHz 3 V/m 80 MHz – 2,5 GHz	3 Vrms 3 V/m	<p>Přenosné a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení by nemělo být používáno v blízkosti žádné části AGU N3, včetně kabelů, než je doporučená separační vzdálenost vypočtená z rovnice použitelné pro kmitočet vysílače.</p> <p>Doporučená vzdálenost: $d = 1,2 \sqrt{P}$, $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz – 800 MHz, $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz – 2,5 GHz, kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve watttech (W) podle výrobce vysílače a d je doporučená oddělovací vzdálenost v metrech (m).</p> <p>Intenzita pole z pevných vysokofrekvenčních vysílačů stanovená průzkumem elektromagnetického pole a by měla být nižší než úroveň souladu v každém frekvenčním rozsahu b.</p> <p>K rušení může dojít v blízkosti zařízení označených tímto symbolem:</p> 

POZNÁMKA 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.

POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem od struktur, objektů a lidí.

a. Intenzitu pole z pevných vysílačů, jako jsou základní stanice pro rádiové (celulární/ bezdrátové) telefony a pozemní mobilní rádia, amatérské rozhlasové vysílání, rozhlasové vysílání AM a FM a televizní vysílání, nelze teoreticky přesně předpovědět. Pro posouzení elektromagnetického prostředí v důsledku pevných vysokofrekvenčních vysílačů je třeba zvážit průzkum elektromagnetického pole. Pokud naměřená intenzita pole v místě, kde se používá **AGU N3**, přesáhne použitelnou úroveň shody s požadavky na RF výše, je třeba dodržet **AGU N3**, aby se ověřil normální provoz. Pokud je pozorován neobvyklý výkon, mohou být nezbytná další opatření, jako je reorientace nebo přemístění **AGU N3**.

b. V kmitočtovém rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzita pole měla být menší než 3 V/m.

DOPORUČENÁ VZDÁLENOST MEZI PŘENOSNÝMI A MOBILNÍMI RF KOMUNIKAČNÍMI ZAŘÍZENÍMI A KOMPRESOROVÝM INHALÁTOREM AGU N3.

Kompresorový inhalátor **AGU N3** je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou kontrolovány vyzářované vysokofrekvenční rušení. Zákazník nebo uživatel kompresorového inhalátoru **AGU N3** může pomoci zabránit elektromagnetickému rušení udržováním minimální vzdálenosti mezi přenosným a mobilním vysokofrekvenčním komunikačním zařízením (vysílači) a kompresorovým inhalátorem **AGU N3**, jak je doporučeno níže, podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení. U vysílačů s jmenovitým maximálním výstupním výkonem, které nejsou uvedeny výše, lze doporučenou separační vzdálenost d v metrech (m) stanovit pomocí rovnice použitelné na kmitočtu vysílače, kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve watttech (W) podle výrobce vysílače.

Maximální výstupní výkon vysílače (W)	Separační vzdálenost podle frekvence vysílače (m)		
	150 kHz – 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

POZNÁMKA 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.

POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem od struktur, objektů a lidí.



VAROVÁNÍ

Tento symbol na výrobku znamená, že tento produkt je elektronické zařízení, které musí být zlikvidováno v souladu se směrnicí 2012/19/EU v místním zařízení pro likvidaci odpadu.

14 ZÁRUKA VÝROBCE

Záruční doba na hlavní jednotku kompresorového inhalátoru **AGU N3** je 24 měsíců od data prodeje za předpokladu, že jsou přísně dodrženy všechny provozní podmínky uvedené v tomto návodu k použití. Záruka je platná, pouze pokud je k dispozici pokladní doklad a záruční list vyplněný oficiálním zástupcem pro potvrzení data prodeje. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, součásti a příslušenství, které se pravidelně vyměňují, jako jsou: dětská maska, maska pro dospělé, výměnné filtry, inhalátor, vzduchová hadice, náustek, nosní díl, a balení.

Poprodejní a bezplatný servis údržby není poskytován v případě:

- používání zařízení v rozporu s požadavky uvedenými v návodu k použití;
- škod způsobených úmyslným nebo chybným jednáním spotřebitele v důsledku nesprávného zacházení nebo nedbalosti;
- důkazu o mechanickém poškození, dále prohlubní, trhlin, odštěpků atd. na krytu zařízení, otevření krytu, demontáži, neoprávněné opravě, vniknutí vlhkosti do krytu nebo působení korozivních látek nebo jakékoli jiné neoprávněné rušení, jakož i jiné případy, kdy spotřebitel poruší požadavky na skladování, čištění, přepravu a provoz uvedené v návodu k použití;
- vniknutí olejů, prachu, hmyzu, kapalin (které nejsou určeny pro použití se zařízením) a jiných cizích předmětů do zařízení.

Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené:

- normálním opotřebením součástí s omezenou životností;
- poškozením příslušenství, které není nedílnou součástí zařízení (maska pro děti, maska pro dospělé, výměnné filtry, inhalátor, vzduchová hadice, náustek, nosní díl, balení);
- používáním vadného, opotřebovaného příslušenství;
- vyšší mocí (nehoda, požár, povodeň, porucha elektrického vedení atd).

Datum výroby  a informace o dovozcí jsou uvedeny na obalu zařízení.

ZÁRUČNÍ LIST

AGU N3

Sériové číslo

Datum nákupu

Název prodejce

Podpis prodejce

Kompletnost sady a funkce zařízení se testují v přítomnosti kupujícího.

Jméno kupujícího

Podpis kupujícího

Razítko prodejce



POZOR!

Tato záruka je platná, pouze pokud jsou údaje správně vyplněny.



24 měsíců záruky

Servisní a opravárenské středisko

AGU N3

1 DATUM _____
DŮVOD _____

DOPORUČENÍ _____

2 DATUM _____
DŮVOD _____

DOPORUČENÍ _____

3 DATUM _____
DŮVOD _____

DOPORUČENÍ _____

**Výrobce:**

Globalcare Medical Technology CO., LTD.
7. budova, 39. střední průmyslové hlavní silnice,
evropská průmyslová zóna, město Xiaolan,
528415 Zhongshan City, provincie Guangdong, Čína.

**Zplnomocněný zástupce v EU:**

Donawa Lifescience Consulting Srl,
Piazza Albania, 10, 00153 Řím, Itálie.



Zajistěte, aby děti nepoužívaly zařízení bez dozoru, protože některé malé části se mohou dostat do jejich dýchacích cest nebo zažívacího traktu.


CE
0123



IP21

agu-baby.com

AGU[®] ADVANCED
GROWING
UP



AGU[®] je registrovaná ochranná známka spoločnosti Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH – 9442, Berneck, Švýcarsko.